



08/2014

ENGLISH

Portable Baby Movement Monitor



Instruction Manual

READ INSTRUCTIONS IN FULL BEFORE USE

Important: Snuzo Go! is a baby-care aid, not a medical device. It is not intended for the diagnosis, prevention or monitoring of a disease, injury or handicap, including SIDS.

POLSKI

Przenośny Monitor Ruchów Dziecka



Instrukcja Obsługi

PRZECZYTAJ UWAGAŃNIE INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM

Ważne: Snuzo Go! nie jest urządzeniem medycznym. Nie jest przeznaczony do diagnozowania chorób, ich zapobieganiu oraz monitoringu osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych jak również nie zapobiega SIDS.

MAGYAR

Hordozható babafigyelő készülék



Használati útmutató

OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT

Fontos: A Snuzo Go! egy babagondozási kellék, nem orvosi műszer. Nem alkalmas betegség, sérülés vagy fogyatékossg (beleértve a SIDS-et is) diagnosztizálására, megelőzésére, vagy megfigyelésére.

CZECH

Přenosný monitor pohybu dítěte



Návod k použití

PŘEČTĚTE SI CELÝ NÁVOD PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Důležité: Snuzo Go! je pomůcka pro péči o dítě, není to zdravotnická pomůcka. Neslouží k určení diagnózy ani jako prevence nebo přístroj na monitorování nemoci, zranění nebo poškození, včetně syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome).

SLOVENSKY

Prenosný monitor pohybu dieťaťa



Návod

PREČÍTAJTE SI CELÝ NÁVOD PRED PRVÝM POUŽITÍM

Dôležité: Snuzo Halo je pomôcka v starostlivosti o dieťa, nie je zdravotnícka pomôcka. Neslúži na určenie diagnózy, ani ako prevencia alebo prístroj na monitoring choroby, zranenia alebo poškodenia, vrátane syndrómu náhleho úmrtia kojence (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome)



SNUZA regisztrált védjegye a Biosentronics-nak

Biosentronics 

Készült a Dél-Afrikai Köztársaságban
Szabadalmaztatott

MAGYAR




TARTALOM

1.	FONTOS – ELŐSZÖR OLVASSA EL!	32
2.	Bemutakozás	34
3.	A készülék részei	35
4.	Rövid indítási ismertető	36
5.	Pelenka illeszkedési tudnivalók	36
6.	Go! elhelyezése	36
7.	Működés	37
7.1.	Bekapcsolás	37
7.2.	Megfigyelés	38
7.3.	Utazás	39
7.4.	Ruházat	39
7.5.	Babaőrzők és Video monitorok	39
8.	Működési módok	39
8.1.	Kattogó "tikk" hang beállítása	39
8.2.	Riasztási idő beállítása	40
8.3.	Alacsony mozgásszám riasztás kikapcsolása	40
9.	Elem	41
9.1.	Elemjelző fény	41
9.2.	Elem élettartam	41
9.3.	Elemcsere	41
9.4.	Eldobás	42
10.	Karbantartás	42
10.1.	Elővigyázatosság	42
10.2.	Tisztítás és Tárolás	43
11.	Problémamegoldás	43
12.	Lemondó nyilatkozat	43
13.	Garancia	44

1. FONTOS – ELŐSZÖR OLVASSA EL!

Lényeges, hogy a Go! érzékelő része mindig kapcsolatban legyen a baba hasával.



MINDIG:

Használjon megfelelő méretű pelenkát. A túl nagy pelenka bő lehet a hasnál, ami miatt a Go! elveszítheti az érintkezést.




Hajtsa vissza a pelenka derékövi részét a Go! felcsiptetése előtt, hogy megfelelő vastagságú legyen. Használja a pelenka rögzítőjét úgy, hogy elég szorosan, de kényelmesen rögzítse a hashoz.

MAGYAR


Rögzítse a Go!-t a pelenkához az övcsipesszel, de teljesen tolja rá.





Győződjön meg róla, hogy a Go! derékszögben helyezkedik el a pelenkán, és hogy az érzékelő érintkezik a baba hasával.



Nyomja meg az ON/OFF Be/Ki (5) kapcsoló gombot a Go! működtetéséhez.



Mindig kövesse az alábbi utasításokat, hogy biztos lehessen abban, hogy a készülék figyelni gyermeke élettani mozgásait, és megelőzhesse a téves riasztást, amit az érintkezés megszakadása okozhat.

MEGJEGYZÉS:

Óvatosan kezelje a Go!-t, hogy elkerülje az övcsipesz, vagy az érzékelő sérülését.



2. BEMUTATKOZÁS

A Snuzo Go! egy hordozható babafigyelő készülék, amely biztonságosan és megfelelően figyelni gyermeke hasi mozgásait, amíg ő alszik.

A teljes mobilitásért Önnek csak gyermeke pelenkájára kell csiptetnie a Snuzo Go!-t. Nincsenek kábelek, zsinórok, érzékelő padok, és nincs szükség külső áramforrásra.

Csatolja fel, kapcsolja be, és pihenjen.

A Go! még a finom hasi mozgásokat is érzékeli. Ha egyáltalán nem érzékel hasi mozgást 20mp-ig akkor a Go! riasztással jelez Önnek. Ezt a 20 mp-es periódust lecsökkentheti 15 vagy 18 mp-re, ha szeretné. (Isd.8.2 Riasztási idő beállítása c.részt).

A Go! akkor is riaszt, ha a hasi mozgások nagyon gyengék, vagy a percenkénti mozgásszám 8 alá esik.




3. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

Előlnézet



Hátulnézet




MAGYAR

4. RÖVID INDÍTÁSI ISMERTETŐ

1. **Fontos:** Használjon megfelelő méretű pelenkát és győződjön meg róla, hogy kényelmesen illeszkedik (ld. 5 *Pelenka illeszkedési tudnivalók* részt).
2. Kapcsolja be röviden megnyomva az ON/OFF Be/Ki kapcsoló gombot (5).
3. Az indítási teszt során a jelzőlámpák bekapcsolnak, indítási dallamot játszik, és elvégez egy elem-tesztet.
4. Csatolja fel a Go!-t a pelenkára úgy, hogy az érzékelő (1) érintkezzen a baba hasával (ld. 6. részt, *Snuza elhelyezése*).
5. Minden hasi mozgásnál zölden villog a mozgást jelző lámpa (3). Lsd a 7.2 *Megfigyelés* c.részt az összes jelzés teljes leírásához.
6. Ha 15 mp-ig egyáltalán nem érzékel hasi mozgást, akkor bekapcsol a teljes riasztás, és a mozgást jelző lámpa (3) pirosan villog.
7. A riasztást kikapcsolhatja a MODE/OFF gomb (6) rövid megnyomásával és a megfigyelés tovább folytatódik.
8. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF (5) és a MODE/OFF (6) gombot egyszerre. Egy kikapcsolási hangot fog hallani.

5. PELENKA ILLESZKEDÉSI TUDNIVALÓK

Fontos: A megfelelő pelenkázás alapvető a Go! működéséhez. A pelenka felső vékony ragasztós részét rá kell hajtani a vastagabb részre mielőtt bezárja a pelenkát (ez lesz az a rész ahová a Snuza Go!-t csatlakoztatni kell). A pelenkát kényelmesen rögzítse a babára, úgy hogy a felső része éppen a köldök alatt legyen. A testhezálló pelenka kilazulása miatt a készülék elveszítheti az érintkezést a babával, és így tévesen riaszt. A nagyon „teli”, vagy nedves pelenka is okozhat kitérülést a pelenkán.





6. GO! ELHELYEZÉSE

Győződjön meg róla, hogy az elemfedél (8) jól zár. Csatolja fel a Go!-t a pelenkára, a csipeszt teljesen rátolva, ahogy a képen látszik.



A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az érzékelő (1) érintkezzen a baba hasával a köldök környékén, ill. az oldalakhoz közelebbi elhelyezés is alkalmas lehet, különböző alvási pozíciókban.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlja, hogy altassa a babát a hátán, ha a gyermek orvosa ezt másképp nem javasolja.

7. MŰKÖDÉS

7.1 Bekapcsolás

Kapcsolja be az ON/OFF gomb (5) rövid megnyomásával.

Egy indítási tesztet végez a készülék, amikor minden jelzőlámpa (sorrendben) bekapcsol és riasztást hall.

Az elemjelző lámpa (2) rövid felvillanással jelzi az elemszintet:-


- Zöld Elem rendben
- Narancssárga Elem hamarosan lemerül – **cserélni kell**
- Piros Elem üres – Go! nem figyel a mozgást, **cserélni kell**


Figyelmeztetés: Alaposan figyelje meg az indítási teszt során, hogy minden lámpa világít, a rezgés és a riasztás rendben működik, és hogy az elemfeszültség elég a működéshez (zöld vagy sárga fény). **Máskülönben, NE HASZNÁLJA a készüléket.** Ha az elem már lemerült, akkor az elem feszültséget jelző lámpa pirosan villog, és rövid csippanást hall minden mp-ben. **Ebben az esetben cserélje ki az elemet, mielőtt használná** (Isd. 9.3 *Elemcsere* részt).

Kikapcsoláshoz nyomja meg az ON/OFF (5) és a MODE/OFF (6) gombokat egyszerre.

7.2 Megfigyelés

A mozgást jelző lámpa (3) villog az alábbiak szerint minden hasi mozgásnál:-

- Zöld
- Narancssárga
-  Narancssárga és kettős csippanó hang (alacsony mozgásszám riasztás)

-  Piros és teljes riasztás hallható

Normál hasi mozgás.

Nagyon kicsi és gyenge hasi mozgás (pl. nagyon gyenge légzés).

A mozgások száma 8 alá csökkent percenként. Ha a hasi mozgásszám újra 8 fölé emelkedik percenként, akkor a mozgást jelző lámpa újra zölden villog normál), és a riasztás leáll. A funkció leállításához lsd. A 8.3. *Alacsony mozgásszám riasztás kikapcsolása* c.részt.

Ha semmilyen hasi mozgást nem érzékel a kijelölt perióduson belül (15, 18 vagy 20 mp).

Kiválaszthatja a riasztási időt, hogy 15, 18 vagy 20mp hasi mozgáskimaradás után legyen riasztás (lsd. 8.2 *Riasztási idő beállítása* c.részt).

A riasztást kikapcsolhatja a MODE/OFF (6) gomb rövid megnyomásával, vagy úgy, hogy teljesen kikapcsolja a Snuzza Go!-t (nyomja az ON/OFF (5) és a MODE/OFF (6) gombokat egyszerre). Ha a MODE/OFF gombot használja a riasztás kikapcsolásához, akkor a megfigyelés folytatódik.

7.3 Utazás

Ha a baba túl sok mozgásnak van kitéve, mint például babakocsiban tolvá, vagy autóban vagy repülőn utazva, akkor lehetséges, hogy a baba mozgásaként ezeket a nem a babától származó mozgásokat érzékeli az érzékelő. *Emiatt a Snuzá Go!-ban ne bizzon, ha ilyen külső források is mozgást okoznak.*

7.4 Ruházat

- A Go!-t felcsiptetheti a pelenka visszahajtott derékrészére, vagy a rugalmas bugyi / nadrág derékrészére úgy, hogy az érzékelő rész (1) mindvégig érintkezzen a baba hasával.
- Lehet egy vékony ruha (pl. trikó) az érzékelő és a baba bőre között, de győződjön meg róla, hogy az érintkező mindvégig kapcsolatban marad.
- A készüléket használhatja úgy is, hogy egy könnyű ruha (pl. rugdalózó) van a pelenka vagy a nadrág felett, amihez a Go! csiptetve van.
- A túl sok ruha lehalkítja, vagy tompíthatja a riasztást. Győződjön meg róla, hogy biztosan hallja a riasztást, ha a baba fel van öltöztetve, és/vagy be van takarva.

7.5 Babaőrzők és Video monitorok (Tetszőleges)

A Snuzá Go! használható babaőrzővel vagy Video monitorral együtt is, hogy megnövelje azt a távolságot, ahol a riasztás hallható.

8. MŰKÖDÉSI MÓDOK

8.1 Kattogó "tíkk" hang beállítása

Ezzel a Go! egy hallható 'tick' hanggal is jelzi a hasi mozgásokat. Hogy kikapcsolja ezt a hallható 'tick' hangot, győződjön meg róla, hogy a Go! be van kapcsolva, és nyomja meg röviden (kevesebb, mint 1mp) a MODE/OFF gombot (6).

Ha hangosítani szeretné, ezt a tick hangot, akkor nyomja meg a MODE/OFF gombot mégegyszer a közepes hangerőhöz, és újra a legmagasabb hangerőhöz.

A kikapcsoláshoz nyomja meg röviden a MODE/OFF gombot 4-szer, - a Go! egy hangosabb csippanással jelez.

Ezt a funkciót használhatja babaőrzővel együtt is hogy távolabbról is 'hallja' a baba mozgásait.

8.2 Riasztási idő beállítása

Döntse el, hogy hány mp-es hasi mozgáskimaradás után szeretné, ha a készülék riasztana, 15, 18 vagy 20mp.

Győződjön meg róla, hogy a Snuza Go! ki van kapcsolva.

Nyomja meg a MODE/OFF gombot (6) 5 mp-ig, amíg a készülék nem csippan, és s mindkét jelzőlámpa röviden felvillan.

A mozgást jelző lámpa (3) elkezd villogni a villanások között szünetekkel. A villanások száma jelzi a következőképpen a riasztási időt:-

1 villanás – 15 mp

2 villanás – 18 mp

3 villanás – 20 mp

A gyári beállítás 20mp (3 villanás).

Az ON/OFF gomb (5) minden egyes megnyomásával növelheti a villanások számát 1-től 3-ig. Nyomja meg az ON/OFF gombot addig, míg a kívánt szintet el nem éri a kívánt beállításoknak megfelelően. Nyomja meg a MODE/OFF gombot (6) a beállítás rögzítéséhez. A Go! kikapcsol a beállítás elmentése után.

Ha belép a beállítási módba és 30 mp-ben belül nem nyom meg egy gombot sem, akkor a Go! megfigyelés módba kapcsol (mint amikor az ON/OFF gombbal bekapcsolja a készüléket).

8.3 Alacsony mozgásszám riasztás kikapcsolása

Az alacsony mozgásszám riasztás figyelmezteti Önt, ha a baba mozgásainak száma 8 alá csökken percenként – a mozgást jelző lámpa (3) narancssárgán villog, és alacsony mozgásszám riasztást hall (kettő csippanás minden mp-ben). Ez a funkció automatikusan működik, amikor bekapcsolja a Go!-t.

Ha ki szeretné kapcsolni ezt a funkciót, akkor legyen bekapcsolva a Go! és nyomja meg az ON/OFF gombot (6) több, mint 1mp-ig, amíg nem csippan a készülék.

Ha újra vissza szeretné kapcsolni ezt a funkciót, akkor kapcsolja ki teljesen a Go!-t (nyomja meg az ON/OFF (6) és a MODE/OFF (7) gombokat egyszerre), és kapcsolja be újra. Az alacsony mozgásszám riasztás automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor bekapcsolja a Snuza Go!-t.

9. ELEM

9.1 Elemjelző fény

Ha az elem megfigyelés közben lemerül, akkor az elemjelző lámpa (2) így villog:

- Pirosan villog a hasi hamozgásoknál Hamarosan lemerül – cserélje ki az elemet a köv.használat előtt.
- Pirosan villog a hasi mozgásoknál és az alacsony elemjelző figyelmeztetés szól, csippanás 2 mp-ként Elem lemerült – **Nem működik a megfigyelés.** Cserélje ki az elemet, mielőtt használná a készüléket.

Ha az elem majdnem, vagy teljesen lemerül, akkor cserélje ki az elemet a következő használat előtt (Isd. 9.3 *Elemcsere* c. részt).

9.2 Elem élettartam

Az elem élettartama a használatától függ. Az elem élettartama eltérhet ettől, ha eltérő a napi használati idő, és/vagy a riasztási idő, és/vagy a riasztások száma. A Snuza Halo felesleges be és kikapcsolása is túl hamar lemeríti az elemet. Ha a riasztások száma magas, akkor ellenőrizni kell a pelenkai elhelyezést. A készülék garanciája nem vonatkozik az elemre.


9.3 Elemcsere

A "B"-vel kezdődő gyári számú készülékekhez: használja a CR2 (CR15270) típusú elemet, a legtöbb kiskereskedelmi egységben elérhető.

Minden más gyári számú készülékhez: csak a 14250 típusú, 3V-os, 600mAh-s elem használható, mely a helyi hivatalos Snuza forgalmazónál elérhető (a helyi forgalmazóról és az elem információkról tájékozódhat a www.snuza.com weboldalon).

*** A készülék gyári száma az elemtartóban található (ill. megtalálható a készülék eredeti dobozán is). Vegye le az elemtartó fedelét, és vegye ki az elemet az alábbiak szerint, hogy látható legyen a készülék gyári száma:*

1. Használja a körmét, vagy egy kicsi lapos csavarhúzó. Egy csípő mozdulattal finoman húzza vissza az elemfedél kioldóját (9) a készülék hátoldalán és emelje fel ezzel egyidőben az elemfedelelet (2.ábra).





2. A kioldó védőkoriátja (10) megakadályozza, hogy túlzottan benyomja a kioldót. Ne próbálja ennél jobban behajlítani a kioldót.



3. Vegye ki az elemet. A gyári szám az elem alatt található.

4. Tegye be az új elemet, először a negatív végét, ahogy a 3. ábra mutatja, ügyelve a helyes polarításra (igazodjon az elem pozitív '+' fele az elemtartó pozitív jeléhez, ahogy jelölve van). Tegye vissza az elemfedelelet, és győződjön meg róla, hogy jól zár (4. ábra).



Ne használja a készüléket úgy, hogy az elemtartót nem helyezte a helyére.

5. Tesztelje a készüléket úgy, hogy bekapcsolja, és meggyőződik róla, hogy az elemjelző fény (2) zölden villog.

6. Ha a készülék csippan, miután kicserélte az elemet, csak nyomja meg az ON/OFF (BE/Kikapcsoló) (5) és az MODE/OFF (6) gombokat egyszerre, hogy kikapcsoljon.



9.4 Eldobás

Az elemet az országban, az elemekre érvényes megsemmisítési és újrahasznosítási szabályok szerint kell eldobni.

10. KARBANTARTÁS

10.1 Elővigyázatosság

- Ne tegyen semmit a hangszóró nyílásokba (2).
- Ne kerüljön folyadék a hangszóró nyílásokba.
- Kerülje az érzékelő szüségtelen hajlítását (kep 1).
- Ne használjon aránytalanul nagy erőt a csipesz hajlításához (kep 2).
- Ne nyomja az elemfedél kioldóját (9) a védőkoriát (10) mögé.



10.2 Tisztítás és Tárolás

- Finoman törölje le egy nedves ronggyal a szennyeződésekkel. Enyhe szappant használhat a rongyon, a makacs koszt ellen.
- Ne használjon más tisztítószeret, mert azok káros vegyszereket tartalmazhatnak.
- A készülék cseppálló, de nem vízálló. Ne mártsa vízbe. Ha nedves lesz, törölje rögtön szárazra.
- Amikor kicseréli az elemet, akkor a koszt ami beszorult az elemfedél nyílásába, és a tok közé, egy száraz pamut ronggyal kitörölheti, ha az elemfedelelet (8) úgyis elmozdította. Győződjön meg róla, hogy a tömítés is tiszta mielőtt visszarakja az elemfedelelet, mert az veszélyeztetheti a tömítést.
- Ne tárolja nedves, párás helyen, mert az hatással lehet a készülékre és üzemzavart okozhat.

11. PROBLÉMA MEGOLDÁS

1. A Go! helytelen felhelyezése a baba pelenkáján (Isd. 5 *Pelenka illeszkedési tudnivalók* és 6 *Go! elhelyezése c.rész*).
2. Elemhiba. Az elemjelző lámpa (2) piros színt mutat (Isd. 9.3 *Elemcsere c.rész*).

Kérjük látogassa meg a www.snuza.com internetes oldalt további információkért.

12. LEMONDÓ NYILATKOZAT

A vásárlók saját kockázatukra, felelősségükre használják a készüléket, a Biosentronics cc, és annak tagjai, alkalmazottjai, ügynökei, szerződött partnerei, képviselői, gyártói, forgalmazói és egyesületei („SNUZA”) nem tarthatóak felelősnek semmilyen hátrányért, károsodásért, vagy sérülésért, amit a vevő, vagy más személy, aki kapcsolatban volt a készülék használatával, vagy gyártásával, elszenvedett, beleértve azt a veszteséget, kárt, vagy sérülést, amit a vevő, vagy más személy a készülék hibájából, vagy minden jótállásból, vagy minden egyéb jog alapján felmerült okból elszenvedett, ezek a felelőségek ezáltal kizártak, és a vevő ezáltal semmilyen kárpótlásra nem jogosult.

13. GARANCIA

A Biosentronics cc garantálja, hogy készülék nem hibásodik meg, sem az anyagában, sem a működésében 12 hónapon belül a vásárlás napjától számítva, amit blokkal igazolni kell. A termék működésével kapcsolatos intézkedésekért a használó felelős. Fenntartjuk a jogot ezen garanciális intézkedések megváltoztatására minden előzetes bejelentés nélkül. Ez a garancia nem vonatkozik a helytelen használatra, alkalmazásra, az elemre, vagy a szállítási sérülésekre.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikke re
151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk.8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet 3.§ alapján.
2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.
3. Kérjük a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa a kezelési útmutatót.
4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.
5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.
6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.
8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, személyesen, vagy postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.
10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.
11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Korm.Rend.; Ptk. XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159.§ par. alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellekszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát / blokkot feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.
13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben.
 - A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén, a jótállási jegy érvénytelen.
 - A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
 - Átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
 - Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre vagy tartozékokra.
 - Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bármilyen beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy a termék CE jelzéssel van ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabványelőírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

CE Certifikáció száma: TRQS 3073014-B