

# snúza®

## HERO

Portable Baby Movement Monitor

08/2014

ENGLISH



## Instruction Manual

### READ INSTRUCTIONS IN FULL BEFORE USE

Important: Hero is a baby-care aid, not a medical device. It is not intended for the diagnosis, prevention or monitoring of a disease, injury or handicap, including SIDS.



## Przenośny Monitor Ruchów Dziecka Instrukcja Obsługi

### PRZECZYTAJ UWAGAŃNIE INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM

Ważne: Hero nie jest urządzeniem medycznym. Nie jest przeznaczony do diagnozowania chorób, ich zapobieganiu oraz monitoringu osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych jak również nie zapobiega SIDS.



## Hordozható Babafigyelő Készülék Használati útmutató

### OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT

Fontos: A Hero egy babagondozási kellék, nem orvosi műszer. Nem alkalmas betegség, sérülés vagy fogyatékosság (beleértve a SIDS-et is) diagnosztizálására, megelőzésére, vagy megfigyelésére.



## Přenosný monitor pohybu dítěte Návod k použití

### PŘEČTĚTE SI CELÝ NÁVOD PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Důležité: Hero je pomůcka pro péči o dítě, není to zdravotnická pomůcka. Neslouží k určení diagnózy ani jako prevence nebo přístroj na monitorování nemoci, zranění nebo poškození, včetně syndromu náhlého úmrtí kojenče (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome).



## Prenosný monitor pohybu dieťaťa Návod

### PREČÍTAJTE SI CELÝ NÁVOD PRED PRVÝM POUŽITÍM

Dôležité: Hero je pomôcka v starostlivosti o dieťa, nie je zdravotnícka pomôcka. Neslúži na určenie diagnózy, ani ako prevencia alebo prístroj na monitorovanie choroby, zranenia alebo poškodenia, vrátane syndrómu náhleho úmrtia kojenca (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome)

POLSKI

MAGYAR

CZECH

SLOVENSKY



Snuza regisztrált védjegye a Biosentronics-nak

**Biosentronics** 

Készült a Dél-Afrikai Köztársaságban  
Szabadalmaztatott




MAGYAR

## TARTALOM

1.	FONTOS – ELŐSZÖR OLVASSA EL! .....	30
2.	Bemutatkozás .....	32
3.	A készülék részei .....	33
4.	Rövid indítási ismertető .....	34
5.	Pelenka illeszkedési tudnivalók .....	34
6.	Hero elhelyezése .....	35
7.	Működés .....	35
	7.1 Bekapcsolás .....	35
	7.2 Megfigyelés .....	35
	7.3 Utazás .....	37
	7.4 Ruházat .....	37
	7.5 Babaőrzők és Video monitorok .....	37
8.	Működési módok .....	37
	8.1 Kattogó "tikk" hang beállítása .....	37
	8.2 Rezgő funkció .....	37
	8.3 Alacsony mozgásszám riasztás kikapcsolása .....	38
9.	Elem .....	38
	9.1 Elemjelző fény .....	38
	9.2 Elem élettartam .....	39
	9.3 Elemcsere .....	39
	9.4 Eldobás .....	40
10.	Karbantartás .....	40
	10.1 Elővigyázatosság .....	40
	10.2 Tisztítás és Tárolás .....	40
11.	Problémamegoldás .....	40
12.	Lemondó nyilatkozat .....	40
13.	Garancia .....	41


## 1. FONTOS – ELŐSZÖR OLVASSA EL!

Lényeges, hogy a Hero érzékelő része mindig kapcsolatban legyen a baba hasával.




**MINDIG:**


Használjon megfelelő méretű pelenkát. A túl nagy pelenka bő lehet a hasnál, ami miatt a Hero elveszítheti az érintkezést.



Hajtsa vissza a pelenka derékövi részét a Hero felcsiptetése előtt, hogy megfelelő vastagságú legyen. Használja a pelenka rögzítőjét úgy, hogy elég szorosan, de kényelmesen rögzítse a hashoz.


Rögzítse a Hero-t a pelenkához az övcsipesszel, de teljesen tolja rá.





Győződjön meg róla, hogy a Hero derékszögben helyezkedik el a pelenkán, és hogy az érzékelő érintkezik a baba hasával.



Nyomja meg az ON/OFF Be/Ki (6) kapcsoló gombot a Hero működtetéséhez.



Mindig kövesse a fenti utasításokat, hogy biztos lehessen abban, hogy a készülék figyelni tudja gyermeke hasi mozgásait, és megelőzhesse a téves riasztást, amit az érintkezés megszakadása okozhat.

#### MEGJEGYZÉS:

Óvatosan kezelje a Hero-t, hogy elkerülje az övcsipesz, vagy az érzékelő sérülését.



## 2. BEMUTATKOZÁS

A Hero egy hordozható babafigyelő készülék, amely biztonságosan és megfelelően figyeli gyermeke hasi mozgásait, amíg ő alszik.

A teljes mobilitásért Önnek csak gyermeke pelenkájára kell csiptetnie a Hero-t. Nincsenek kábelek, zsinórok, érzékelő padok, és nincs szükség külső áramforrásra.

Csatolja fel, kapcsolja be, és pihenjen.

A Snuza még a finom hasi mozgásokat is érzékeli és akkor is riaszt, ha gyermeke hasi mozgásai nagyon gyengék, vagy a percenkénti mozgásszám 8 alá esik. Ha 15 mp-ig egyáltalán nem érzékel hasi mozgást, akkor gyengéden rezegni kezd. Ezután a Snuza Hero újra megfigyelés módba kapcsol.

Három rezgés bekapcsolása után a Rezgő riasztás figyelmezteti Önt, hogy gyermeke hasi mozgása három alkalommal leállt 15 mp-re.

Ha további 5 mp-ig nem érzékel hasi mozgást, akkor a Snuza Hero riasztással jelez Önnek.

MAGYAR




### 3. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

#### Előlnézet



#### Hátulnézet





MAGYAR

## 4. RÖVID INDÍTÁSI ISMERTETŐ

1. **Fontos:** Használjon megfelelő méretű pelenkát és győződjön meg róla, hogy kényelmesen illeszkedik (Lsd. 5. *Pelenka illeszkedési tudnivalók* részt).
2. Kapcsolja be röviden megnyomva az ON/OFF Be/Ki kapcsoló gombot (6).
3. Az indítási teszt során a jelzőlámpák bekapcsolnak, rezeg a készülék, indítási dallamot játszik, és elvégez egy elem-tesztet.
4. Csatlolja fel a Hero-t a pelenkára úgy, hogy az érzékelő (1) érintkezzen a baba hasával (Lsd. 6.részt, *Hero elhelyezése*).
5. A mozgást jelző lámpa (3) villog a hasi mozgásoknál. Lsd. 7.2 Megfigyelés c. részt a részletes leírásért.
6. Ha 15 mp-ig nem érzékel hasi mozgást, akkor a készülék rezegni kezd.
7. Ha további hasi mozgásokat érzékel 5 mp-ben belül, akkor a Mozgást jelző lámpa (3) piroosan villog, hogy jelezze, volt egy 15 mp-es hasi mozgáskimaradás.
8. Három rezgés után, a Rezgő riasztás bekapcsol – a Hero minden 2.mp-ben csippan, és a Mozgást jelző lámpa (3) piroosan villog minden csippanásnál.
9. Ha a hasi mozgás nélküli periódus eléri a 20mp-et, akkor teljes riasztás hallható és a riasztást jelző lámpa (4) piroosan villog.
10. A riasztást a MODE/OFF gomb (7) rövid megnyomásával kapcsolhatja ki, és így a megfigyelés tovább folytatódik.
11. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF (6) és a MODE/OFF (7) gombot egyszerre. Egy kikapcsolási hangot fog hallani.

## 5. PELENKA ILLESZKEDÉSI TUDNIVALÓK

**Fontos:** A megfelelő pelenkázás alapvető a Hero működéséhez. A pelenka felső vékony ragasztós részét rá kell hajtani a vastagabb részre mielőtt bezárja a pelenkát (ez lesz az a rész ahová a Hero-t csatlakoztatni kell). A pelenkát kényelmesen rögzítse a babára, úgy hogy a felső része éppen a köldök alatt legyen. A testhezálló pelenka kilazulása miatt a készülék elveszítheti az érintkezést a babával, és így tévesen riaszt. A nagyon „teli”, vagy nedves pelenka is okozhat kitégulást a pelenkán.







## 6. SNUZA ELHELYEZÉSE

Ellenőrizze, hogy az elemfedél (9) jól zár. Csatolja fel a Hero-t a pelenkára, a csipesz teljesen rátolva, ahogy a képen látszik.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az érzékelő (1) érintkezzen a baba hasával a köldök környékén, ill. az oldalakhoz közelebbi elhelyezés is alkalmas lehet, különböző alvási pozíciókban.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlja, hogy altassa a babát a hátán, ha a gyermek orvosa ezt másképp nem javasolja.



## 7. MŰKÖDÉS

### 7.1 Bekapcsolás

Kapcsolja be az ON/OFF gomb (6) rövid megnyomásával.

Egy indítási tesztet végez a készülék, amikor minden jelzőlámpa (sorrendben) bekapcsol, rezeg a készülék, és riasztást hall.

Az elemjelző lámpa (2) rövid felvillanással jelzi az elemszintet:-

- Zöld Elem rendben
- Narancssárga Elem hamarosan lemerül – **cserélni kell**
- Piros Elem üres – Hero nem figyel a mozgást. **Az elemet cserélni kell**

**Figyelmeztetés:** Alaposan figyelje meg az indítási teszt során, hogy minden lámpa világít, a rezgés és a riasztás rendben működik, és hogy az elemfeszültség elég a működéshez (zöld vagy sárga fény). **Máskülönben, NE HASZNÁLJA a készüléket.** Ha az elem már lemerült, akkor az elem feszültséget jelző lámpa pirosan villog, és rövid csippanást hall minden mp-ben. **Ebben az esetben cserélje ki az elemet, mielőtt használná** (ld. 9.3 *Elemcsere részt*).

Kikapcsoláshoz nyomja meg az ON/OFF (6) és a MODE/OFF (7) gombokat egyszerre.

### 7.2 Megfigyelés

A megfigyelés alatt a mozgást jelző lámpa (3) mutatja az információkat a baba hasi mozgásáról, míg a riasztást jelző lámpa (4) figyelmezteti Önt a lehetséges problémákra.

A mozgást jelző lámpa (3) villog az alábbiak szerint:-

- Zöld Normál hasi mozgás.
- Narancssárga Nagyon kicsi és gyenge hasi mozgás (mint pl. nagyon gyenge légzés).
- ♪ Narancssárga és kettős csippanó hang (alacsony mozgásszám riasztás) A hasi mozgások száma 8 alá csökkent percenként. Ha a hasi mozgásszám újra 8 fölé emelkedik percenként, akkor a mozgást jelző lámpa újra zölden villog (normál), és a riasztás leáll. A funkció leállításához lsd. A 8.3 *Alacsony mozgásszám riasztás kikapcsolása* c.részt.
- Piros Történt egy 15 mp-es hasi mozgáskimaradás, majd a készülék rezgett, majd újra mozgást érzékelt (Lsd.alább).
- ♪ Piros és Rezgő riasztási hang (csippanás Minden 2.mp-ben) A Rezgő riasztás azt jelzi, hogy volt 3 rezgés funkció. A funkció leállításához lsd. a 8.2. *Ébresztő riasztó funkció* c. részt.

A riasztást jelző lámpa (4) a következőket jelzi:-

- (()) Pirosan villog és rezeg Ha nem érzékel hasi mozgást 15 mp-ig, a Hero gyengéden rezegni kezd. A riasztást jelző lámpa (4) pirosan villog ezzel együtt. Ha hasi mozgást érzékel a köv. 5 mp-ben, akkor a Mozgást jelző lámpa (3) pirosan villog az ezutáni hasi mozgásoknál. Ez egy figyelmeztetés, hogy történt egy 15 mp-es hasi mozgáskimaradás.
- (()) Pirosan villog és riaszt Ha továbbra sem érzékel semmilyen hasi mozgást, a rezgés utáni 5 mp-ben (összesen 20 mp-ig), akkor a riasztást jelző lámpa (4) pirosan villog és teljes riasztási hangot hall.  
A riasztást kikapcsolhatja a MODE/OFF gomb (7) rövid megnyomásával, vagy kikapcsolhatja a Hero-t teljesen (nyomja meg az ON/OFF (6) és a MODE/OFF (7) gombot egyszerre). Ha a MODE/OFF gombot használja a riasztás kikapcsolásához, akkor a megfigyelés tovább folytatódik.

## 7.3 Utazás

Ha a baba túl sok mozgásnak van kitéve, mint például babakocsiban tolvá, vagy autóban vagy repülőn utazva, akkor lehetséges, hogy a baba mozgásaként ezeket a nem a babától származó mozgásokat érzékeli az érzékelő. *Emiatt a Hero-ban ne bízzon, ha ilyen külső források is mozgást okoznak.*

## 7.4 Ruházat

- A Hero-t felcsiptetheti a pelenka visszahajtott derékrészére, vagy a rugalmas bugyi / nadrág derékrészére úgy, hogy az érzékelő rész (1) mindvégig érintkezzen a baba hasával.
- Lehet egy vékony ruha (pl. trikó) az érzékelő és a baba bőre között, de győződjön meg róla, hogy az érintkező mindvégig kapcsolatban marad.
- A készüléket használhatja úgy is, hogy egy könnyű ruha (pl. rugdalózó) van a pelenka vagy a nadrág felett, amihez a Hero csiptetve van.
- A túl sok ruha lehalkítja, vagy tompíthatja a riasztást. Győződjön meg róla, hogy biztosan hallja a riasztást, ha a baba fel van öltöztetve, és/vagy be van takarva.

## 7.5 Babaőrzők és Video monitorok (Tetszőleges)

A Hero használható babaőrzővel vagy Video monitorral együtt is, hogy megnövelje azt a távolságot, ahol a riasztás hallható.

# 8. MŰKÖDÉSI MÓDOK

## 8.1 Kattogó "tíkk" hang beállítása

Ezzel a Hero egy hallható 'tick' hanggal is jelzi a hasi mozgásokat. Hogy kikapcsolja ezt a hallható 'tick' hangot, győződjön meg róla, hogy a Hero be van kapcsolva, és nyomja meg röviden (kevesebb, mint 1mp) a MODE/OFF gombot (7).

Ha hangosítani szeretné, ezt a tick hangot, akkor nyomja meg a MODE/OFF gombot még egyszer a közepes hangerőhöz, és újra a legmagasabb hangerőhöz.

A kikapcsoláshoz nyomja meg röviden a MODE/OFF gombot 4-szer, - a Hero egy hangosabb csippanással jelez.

Ezt a funkciót használhatja babaőrzővel együtt is, hogy távolabbról is 'hallja' a baba mozgásait.

## 8.2 Ébresztő riasztó funkció

A megfigyelés alatt, ha a Hero nem érzékel hasi mozgást 15mp-ig, akkor finoman rezegni kezd. Ha következő 5mp-ben újra hasi mozgást érzékel, akkor a mozgást

jelző lámpa (3) pirosan fog villogni a további hasi mozgásoknál, hogy jelezze, volt egy 15mp-es mozgáskimaradás.

A rezgő riasztás lehetővé teszi, hogy 3 ilyen rezgő funkció után a mozgást jelző lámpa (3) pirosan villog minden 2.mp-ben és egy csippanó hangot ad minden 2.mp-ben. Ez figyelmezteti Önt arra, hogy három alkalommal 15 mp-re leállt a baba minden hasi mozgása, és újra mozogni kezdett a rezgő funkció után.

**Megjegyzés:-** Ha a hasi mozgás nem indul újra a köv.5 mp-ben a rezgés után, akkor teljes riasztást hall, és a riasztást jelző lámpa (4) pirosan fog villogni.

A rezgés riasztás automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor bekapcsolja a készüléket. Hogy kikapcsolja ezt a riasztó funkciót, győződjön meg róla, hogy a Hero be van kapcsolva, és nyomja meg a MODE/OFF gombot (7) legalább 1 mp-ig, amíg egy hangot nem hall, és a készülék röviden nem rezeg.

Ha újra be szeretné kapcsolni ezt a rezgés riasztást, akkor kapcsolja ki a Hero-t teljesen, (nyomja meg egyszerre az ON/OFF (6) és a MODE/OFF (7) gombokat), majd újra kapcsolja be a készüléket (A rezgés riasztás funkció automatikusan bekapcsolt állapotban van minden bekapcsoláskor).

### 8.3 Alacsony mozgásszám riasztás kikapcsolása

Az alacsony mozgásszám riasztás figyelmezteti Önt, ha a baba mozgásainak száma 8 alá csökken percenként – a mozgást jelző lámpa (3) narancssárgán villog, és alacsony mozgásszám riasztást hall (kettő csippanás minden mp-ben) Ez a funkció automatikusan működik, amikor bekapcsolja a Hero-t.

Ha ki szeretné kapcsolni ezt a funkciót, akkor legyen bekapcsolva a Hero és nyomja meg az ON/OFF gombot (6) több, mint 1mp-ig, amíg nem csippan a készülék.

Ha újra vissza szeretné kapcsolni ezt a funkciót, akkor kapcsolja ki teljesen a Hero-t (nyomja meg az ON/OFF (6) és a MODE/OFF (7) gombokat egyszerre), és kapcsolja be újra. Az alacsony mozgásszám riasztás automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor bekapcsolja a készüléket.

## 9. ELEM

### 9.1 Elemjelző fény

Ha az elem megfigyelés közben lemerül, akkor az elemjelző lámpa (2) így villog:-

- Pirosan villog a hasi mozgásoknál Hamarosan lemerül – cserélje ki az elemet a köv.használat előtt.
- Pirosan villog a hasi mozgásoknál és az alacsony elemjelző figyelmeztetés szól, csippanás 2 mp-ként. Elem lemerült – **Nem működik a megfigyelés.** Cserélje ki az elemet, mielőtt használná a készüléket.

Ha az elem lemerül, akkor cserélje ki az elemet a következő használat előtt (ld. 9.3 *Elemcsere* c. részt).

## 9.2 Elem élettartam

Az elem élettartama a használatától függ. Az elem élettartama eltérhet ettől, ha eltérő a napi használati idő, és/vagy a riasztási idő, és/vagy a riasztások száma. A Snuza Halo felesleges be és kikapcsolása is túl hamar lemeríti az elemet. Ha a riasztások száma magas, akkor ellenőrizni kell a pelenkai elhelyezést.

A készülék garanciája nem vonatkozik az elemre.

## 9.3 Elemcsere

**A "B"-vel kezdődő gyári számú készülékekhez:** használja a CR2 (CR15270) típusú elemet, a legtöbb kiskereskedelmi egységben elérhető.


**Minden más gyári számú készülékhez:** csak a 14250 típusú, 3V-os, 600mAh-s elem használható, mely a helyi hivatalos Snuza forgalmazónál elérhető (a helyi forgalmazókról és az elem információkról tájékozódhat a [www.snuza.com](http://www.snuza.com) weboldalon)

*\*\*A készülék gyári száma az elemtartóban található (ill. megtalálható a készülék eredeti dobozán is). Vegye le az elemtartó fedelét, és vegye ki az elemet az alábbiak szerint, hogy látható legyen a készülék gyári száma:*



1. Használja a körmét, vagy egy pici lapos csavarhúzó. Egy csipő mozdulattal finoman húzza vissza az elemfedél kioldóját (10) a készülék hátoldalán és emelje fel ezzel egyidőben az elemfedelel (2. ábra).

2. A kioldó védőkorlátja (11) megakadályozza, hogy túlzottan benyomja a kioldót. Ne próbálja ennél jobban behajlítani a kioldót.

3. Vegye ki a lemerült elemeket. **A gyári szám az elem alatt található.**



4. Tegye be az új elemet, először a negatív végét, ahogy a 3. ábra mutatja, ügyelve a helyes polarításra (igazodjon az elem pozitív '+' fele az elemtartó pozitív jeléhez, ahogy jelölve van). Tegye vissza az elemfedelel, és győződjön meg róla, hogy jól zár (4. ábra).



5. Tesztelje a készüléket úgy, hogy bekapcsolja, és meggyőződik róla, hogy az elemjelző fény (2) zölden villog.

6. Ha a készülék csippan, miután kicserélte az elemet, csak nyomja meg az ON/OFF (BE/Kikapcsoló) és az MODE/OFF gombokat egyszerre, hogy kikapcsoljon.





## 9.4 Eldobás

Az elemet az országban, az elemekre érvényes megsemmisítési és újrahasznosítási szabályok szerint kell eldobni.

## 10. KARBANTARTÁS

### 10.1 Elővigyázatosság

- Ne tegyen semmit a hangszóró nyílásokba (2), mert ezzel károsodhat a készülék.
- Ne kerüljön semmi folyékony a hangszóró nyílásokba.
- Kerülje az érzékelő szükségtelen hajlítását (kép 1).
- Ne használjon aránytalanul nagy erőt a csipesz hajlításához (kép 2).
- Ne nyomja az elemfedél kioldóját (10) a védőkorlát (11) mögé.



### 10.2 Tisztítás és tárolás

- Finoman törölje le egy nedves ronggyal a szennyeződéseket. Enyehez szappant használhat a rongyon, a makacs kosz ellen.
- Ne használjon más tisztítószeret, mert azok káros vegyszereket tartalmazhatnak.
- A készülék cseppálló, de nem vízálló. Ne mártsa vízbe. Ha nedves lesz, törölje rögtön szárazra.
- Amikor kicseréli az elemet, akkor a koszt ami beszorul az elemfedél nyílásába, és a tok közé, egy száraz pamut ronggyal kitörölheti, ha az elemfedelet (9) úgyis elmozdította. Győződjön meg róla, hogy a tömítés is tiszta mielőtt visszarakja az elemfedelet, mert az veszélyeztetheti a tömítést.
- Ha nem használja a készüléket, tegye a védődobozba a biztonságos tárolás miatt. Ne tárolja nedves, páráshelyen, mert az hatással lehet a készülékre és üzemzavart okozhat.

## 11. PROBLÉMAMEGOLDÁS

1. A Hero helytelen felhelyezése a baba pelenkáján (Izd. 5 *Pelenka illeszkedési tudnivalók* és 6. *Hero elhelyezése c.rész*t)
2. Elemhiba. Az elemjelző lámpa (2) piros színt mutat (Izd. 9.3 *Elemcsere c. rész*t).  
Kérjük látogassa meg a [www.snuza.com](http://www.snuza.com) internetes oldalt további információkért.

## 12. LEMONDÓ NYILATKOZAT

A vásárlók saját kockázatukra, felelősségükre használják a készüléket, a Biosentronics cc, és annak tagjai, alkalmazottjai, ügynökei, szerződött partnerei, képviselői, gyártói, forgalmazói és egyesületei („SNUZA”) nem tarthatóak felelősnek semmilyen hátrányért, károsodásért, vagy sérülésért, amit a vevő, vagy más személy, aki kapcsolatban volt a készülék használatával, vagy gyártásával, elszenvedett, beleértve azt a veszteséget, kárt, vagy sérülést, amit a vevő, vagy más személy a készülék hibájából, vagy minden jótállásból, vagy minden egyéb jog alapján felmerült okból elszenvedett, ezek a felelősségek ezáltal kizártak, és a vevő ezáltal semmilyen kárpótlásra nem jogosult.

## 13. GARANCIA

A Biosentronics cc garantálja, hogy készülék nem hibásodik meg, sem az anyagában, sem a működésében 12 hónapon belül a vásárlás napjától számítva, amit blokkal igazolni kell. A termék működésével kapcsolatos intézkedésekért a használó felelős. Fenntartjuk a jogot ezen garanciális intézkedések megváltoztatására minden előzetes bejelentés nélkül. Ez a garancia nem vonatkozik a helytelen használatra, alkalmazásra, az elemre, vagy a szállítási sérülésekre.

## JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikke a 151/2003  
(IX.22.) Korm. Rendelet alapján

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy - Ptk. 8:1. §). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyíthatnak kell tekinteni a 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet 3.§ alapján.
2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.
3. Kérjük a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa a kezelési útmutatót.
4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.
5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.
6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.
8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti. Angelstore Kft. 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttítani, személyesen, vagy postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó a feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.
10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánására köteles azt kicserélni.
11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Korm.Rend.; Ptk.XXIV. fejezet; 19/2014 (IV.29) NGM Rend. Hibás teljesítés miatt a fogyasztó a Ptk. 6:159 § alapján kijavíthat, vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott kellékszavatossági jog lehetetlen, vagy ha az a kötelezetten aránytalan többletköltséggel eredményezne, az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát / blokkot feltétlen őrizz meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.
13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
14. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
15. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben.

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlán adatok bejegyzése esetén, a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
  - Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre vagy tartozékokra.
  - Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikkben végzett bármilyen beavatkozás esetén.

### MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy a termék CE jelzéssel van ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabványelőírásoknak és irányelveknek.

Az EU megfelelési nyilatkozatot a forgalmazótól kérheti el.

CE Certifikáció száma: TRQS 3073014-B